


MIROMED	MIROMED s.r.l. Viale De Gasperi 17 - 20045 Lainate (MI) - ITALY Magazzino: Viale De Gasperi 19/A - 20045 Lainate (MI) Tel. +39 02 93572150 - www.miromed.it - info@miromed.it		
mentadent PROFESSIONAL	Spazzolino ortodontico		
SCHEDA TECNICA			
		Revisione n°	01
		Data	09/12/2020

1. DESCRIZIONE

La tecnologia **Mentadent Professional** ha sviluppato uno spazzolino che consente uno spazzolamento efficace e delicato su denti e gengive anche in presenza di **apparecchi ortodontici fissi**.

2. Caratteristiche



La Tecnologia MENTADENT PROFESSIONAL ha sviluppato uno spazzolino che consente uno spazzolamento efficace e delicato su denti e gengive anche in presenza di apparecchi ortodontici fissi.

Grazie alla testina piccola ed alle sue setole a "V" lo spazzolino Mentadent Professional ORTODONTICO garantisce un maggiore controllo ed una migliore pulizia intorno ai fili metallici ed ali attacchi degli apparecchi ortodontici.

Le setole interne corte di colore verde oltre a garantire un miglior spazzolamento sono un indicatore di durata e di utilizzo. Infatti proprio la loro colorazione permette un efficace controllo dello stato di consumo delle setole.

Le setole a "V" con indicatore di utilizzo, la dimensioni ridotte della testina, il manico ergonomico e la speciale testina pulisci lingua rendono Mentadent Professional ORTODONTICO lo strumento ottimale per l'igiene orale.

3. ISTRUZIONI D'USO

Spazzolare i denti dopo i pasti principali e seguire i consigli del Dentista e/o dell'Igienista Dentale.