

MIROMED	MIROMED s.r.l. Viale De Gasperi 17 - 20045 Lainate (MI) - ITALY Magazzino: Viale De Gasperi 19/A - 20045 Lainate (MI) Tel. +39 02 93572150 - www.miromed.it - info@miromed.it		
	Post F6		
SCHEDA TECNICA			
Dispositivo Medico di Classe IIa - MDR EU 2017/745 Marchio CE 1434	Revisione n°	04	
	Data	29.07.2022	

Nome del prodotto	Surgi® Post F6		
Tipo di materiale	Perni in fibra di vetro per la ricostruzione pre-protetica di denti trattati endodonticamente		
Fabbricante	Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A – Londrina, Paraná 86031-218, Brazil		
Rappresentante EU	Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague, The Netherlands Tel: (31) (0) 70 345-8570 E-Mail: EmergoEurope@ul.com		
Distributore	Miromed S.r.l. Viale De Gasperi 17 20045 Lainate (MI) Tel +39 02 93572150 e-mail: info@miromed.it		
Composizione			
Matrice	Resina epossidica 20%		
Fibra	Fibra di vetro 80%		
Radiopacità	3 – 9 mm di Al		
Caratteristiche Tecniche e Chimico-Fisiche			
Specifica	Unità di misura	Valore	
Tipo di vetro	Tipo E		
SiO	%	54	
Al2O3	%	14.5	
B2O3	%	10	
CaO	%	16.5	
MgO	%	4	
K2O, Na2O	%	1	
Altri ossidi	%	0.5	
Densità	g/cm ²	2.62	
Resistenza alla trazione	MPa	3100	
Modulo di Elasticità	GPa	80	
Allungamento alla rottura	%	4.6	
Coefficiente di dilatazione termica	10 ⁻⁶ K ⁻¹	10	
Costante elettrica*		6.6	
Resistenza elettrica	Ohm/cm	2 X 10 ⁷	

Peso specifico	g/cm ³	2.62
Resistenza alla temperatura	°C	691

* a 25°C e frequenza 106H

AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI



Certificato Organismo Notificato n° n° **1434** – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. - ul. Puławska 469 02-844 Warszawa

- Poland

Classe del Dispositivo Medico	Classificazione CND
Ila	Q0199

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI